

ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel
Bandagen / Fuss-Stützen
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01
www.orthopädie-ammon.ch

V- Force



Wirkungsweise:

Entlastung des medialen und lateralen Kompartments, korrigierender Einfluss auf die Gelenkachse in der Schwungphase, Herstellung eines physiologischen Fersenauftritts, Schmerzlinderung, Ver-zögerung der Knorpelabnutzung und Erhöhung der Mobilität.

Indikationen

- Gonarthrose, mediales oder laterales Kompartment

Kontraindikation:

- über 5° Varus-/Valgusabweichung

Technik

- Schlankes Design, nur 300 g
- Polyzentrisches Gelenk, einstellbar in Varus-/Valguswinkel sowie Extension und Flexion
- Hochstabile unilaterale Gelenk-schiene