

ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel
Bandagen / Fuss-Stützen
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01
www.orthopädie-ammon.ch

OmoTrain®




Aktivbandage zur frühfunktionellen Behandlung des Schultergelenks

Bei Schulterbeschwerden infolge von Verletzungen, Operationen oder Arthrose stabilisiert OmoTrain das Schultergelenk und führt es dank seiner speziellen Gurtführung sicher in der Bewegung. Die muskelaktivierende Bandage übt eine wohltuende Wechseldruckmassage auf das Weichteilgewebe aus und lindert so Schmerzen. Bei Bedarf wirkt ein herausnehmbares Massagepolster (Delta-Pelotte) zusätzlich auf typische Schmerzpunkte ein.

SCHUTZ FÜR DIE SCHULTER

In der konservativen Schultertherapie sind die sichere Führung des verletzten Gelenks und die dosierte Mobilisierung oft entscheidend für den Heilungserfolg. Dazu gehört auch Schmerzen zu lindern, um Beweglichkeit zu fördern. Durch ihr Kompressionsgestrick und den Zug ihres speziellen Gurtsystems zentriert die OmoTrain das Schultergelenk und schützt es vor schmerzhaften Kreisbewegungen. Bewegungen wie zum Beispiel das seitliche Heben des Armes nach oben werden dagegen unterstützt, um die Muskulatur zu stärken. Bei Bewegung entfaltet sich vollständig die schmerzlindernde Wirkung der Bandage. Das Kompressionsgestrick übt dann eine wohltuende Wechseldruckmassage aus, die den Stoffwechsel aktiviert und Schwellungen schneller abbaut. Die Delta-Pelotte verstärkt diesen Massageeffekt, indem ihre Noppen und einer Erhöhung für den Gelenkspalt gezielt auf typische Schmerzpunkte einwirken. Sie kann eingeklettet werden, wenn die individuelle Therapie es erfordert, und nach Bedarf positioniert werden.



- 01 Dreidimensionales Train-Aktivgestrick für ideale Passform
- 02 Viscoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen unterstützt die Stabilisierung des Schultergelenkes und beschleunigt die Resorption von Ödemen und Ergüssen und verbessern die Motorik
- 03 Hohe Dehnbarkeit für leichtes An- und Ablegen
- 04 Gurtführung und Train-Aktivgestrick zentrieren das Glenohumeralgelenk
- 05 Kompressionsreduzierter Randbereich beugt Einschnürungen vor, angenehm zutragen
- 06 Brustfreie Tragevorrichtung lässt den Brustbereich frei, schränkt die Atmung nicht ein, für hohen Tragekomfort